



---

**Destinataires :** Clientèle du secteur porcin  
**Expéditeur :** Service de diagnostic  
**Date :** 2018-11-29  
**Objet :** **Changement d'enzyme pour le test de détection SRRP par PCR**

---

Chers clients,

Nous désirons vous informer que le laboratoire de Diagnostic moléculaire du Service de diagnostic a tout récemment changé les réactifs utilisés pour la détection du SRRP par PCR. Ce changement permet l'augmentation de sensibilité du test. La limite de détection du test est ainsi passée de 44 copies de génome à environ 3 copies de génome.

La quantification a été ajustée pour ce changement. Vous pourriez donc observer un résultat positif avec une quantification inférieure d'environ 1 LOG, tant pour les tissus, sérums, salives et autres liquides.

Nous sommes confiants que ce changement saura répondre à vos besoins.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre.

**Véronique Allard**

Responsable-Service technique et service client

Service de diagnostic  
Faculté de médecine vétérinaire  
Université de Montréal  
[veronique.allard@umontreal.ca](mailto:veronique.allard@umontreal.ca)  
450-773-8521 poste 8670

**Service à la clientèle**

Téléphone: 450-778-8151 (ligne directe)  
450-773-8521 poste 8243

Télécopieur : 450-778-8107  
[service-diagnostic@medvet.umontreal.ca](mailto:service-diagnostic@medvet.umontreal.ca)  
[www.servicediagnostic.com](http://www.servicediagnostic.com)